



## Институт за онкологију и радиологију Србије

Пастерова 14, Београд, Србија

+381 11 2067 100


[iors@ncrc.ac.rs](mailto:iors@ncrc.ac.rs) [www.ncrc.ac.rs](http://www.ncrc.ac.rs)

Бр. 20-119  
21 SEP 2015 20:16h  
БЕОГРАД, Пастерова 14

# ПРОЦЕДУРА АРХИВИРАЊЕ ПРЕДМЕТНИХ СТАКАЛА И ПАРАФИНСКИХ БЛОКОВА ТКИВА

Ознака процедуре	<b>П.ПАТ.02</b>
Верзија	01
Датум усвајања	21.09.2015.
Аутори процедуре	Олга Здјелар, ВМЛТ Олга Јевтов, ЛТ
Носилац процедуре	Др сц мед. Зорка Миловановић, НС
Процедуру одобрио	Проф др Радан Џодић



 <b>ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ</b>	Назив процедуре: <b>Архивирање предметних стакала и парафинских блокова ткива Службе за патологију и цитологију ИОРС-а</b>		Ознака: <b>П.ПАТ.02</b>
	Датум: 21.09.2015.	Верзија: 01	Страна: 2 од 3

## 1. ДЕФИНИЦИЈА И СКРАЋЕНИЦЕ

### 1.1. Дефиниција

Складиштење предметних стакала (ПХ/цитолошких) и парафинских блокова ткива на ИОРС-у.

### 1.2. Скраћенице

ИОРС	Институт за онкологију и радиологију Србије
ЛТ	Лабораторијски техничар
ПХ	Патохистолошки
ДрП	Доктор патолог

## 2. ПРЕДМЕТ

Архивирања предметних стакала (ПХ/цитолошких) и парафинских блокова ткива.

## 3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Упутство се спроводи у Служби патологије и цитологије ИОРС-а.

## 4. ОДГОВОРНОСТИ

ЛТ је одговоран за процедуру.

## 5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ


### 5.11. ПРОЦЕДУРА АРХИВИРАЊА

5.11.1. Архивирање ПХ/цитолошких предметних стакала.

5.11.2. Архивирање парафинских блокова ткива.

#### 5.11.1. Архивирање ПХ/цитолошких предметних стакала

- После постављања ПХ/цитолошке дијагнозе, ДрП оставља прегледана предметна стакла уредно сложена на табле/мапе, на унапред одређено место, одакле их преузима ЛТ.
- Предметна стакла се архивирају у посебне металне касете, према растућим вредностима редних бројева за ту годину.
- Свака метална касета садржи први и последњи ПХ/цитолошки број са годином која је ту архивирана.
- ПХ предметна стакла чувају се на ИОРС-у 5 година (увек последњих 5 година), а потом их преузима фирма која их чува трајно.
- Цитолошка предметна стакла чувају се на ИОРС-у једну текућу годину, а након тога их преузима фирма која их чува трајно.

 <b>ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ</b>	Назив процедуре:  <b>Архивирање предметних стакала и парафинских блокова ткива Службе за патологију и цитологију ИОРС-а</b>		Ознака:  <b>П.ПАТ.02</b>
	Датум: 21.09.2015.	Верзија: 01	Страна: 3 од 3

### **5.11.2. Архивирање парафинских блокова ткива**

- По завршеним процедурама 5.7, 5.8, 5.9 и 5.10, ЛТ улаже калупе у специјалне картонске кутије.
- Свака кутија се обележава етикетом на којој се налази први и последњи ПХ број са годином која је у тој кутији архивирана.
- Ови калупи се чувају на ИОРС-у 5 година (увек последњих 5 година), а потом их преузима фирма која их чува трајно.