



Институт за онкологију и радиологију Србије

Пастерова 14, Београд, Србија

+381 11 2067 100

iors@ncrc.ac.rs www.ncrc.ac.rs

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ

Бр. 294-01


23 JAN 2018

БЕОГРАД, Пастерова 14

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРЕ САДРЖАЈА ПОСУДА У АПАРАТИМА ЗА ПРОЦЕСИРАЊЕ ТКИВА ПРЕ И ПОСЛЕ ПУШТАЊА АПАРАТА У РАД

Ознака процедуре	П.ПАТ.34
Верзија	01
Датум усвајања	29.12.2017.
Аутори процедуре	Др сц мед. Зорка Миловановић, НС Олга Здјелар, СМЛТ
Носилац процедуре	Др сц мед. Зорка Миловановић, НС
Процедуру одобрио	Проф др Радан Џодић



 <p>ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ</p>	<p>Назив процедуре:</p> <p>Провера садржаја посуда у апаратима за процесирање ткива пре и после пуштања апарата у рад</p>	<p>Ознака:</p> <p>П.ПАТ.34</p>
	<p>Датум: 29.12.2017.</p>	<p>Верзија: 01</p>

1. ДЕФИНИЦИЈА И СКРАЋЕНИЦЕ

1.1 Дефиниција

Проверавање садржаја посуда у апаратима за процесирање ткива пре пуштања апарата у рад и након завршетка рада.

1.2. Скраћенице

ИОРС	Институт за онкологију и радиологију Србије
СПИЦ	Служба за патологију и цитологију
ЛТ	Лабораторијски техничар

2. ПРЕДМЕТ

Ова процедура одређује активности, носиоце активности и документацију за спровођење процедуре.

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Подручје примене је СПИЦ (на Одељењу патологије).

4. ОДГОВОРНОСТИ

Директор Службе и Начелник Одељења патологије одговорани су за контролу спровођења процедуре. ЛТ који је по распореду на узорковању материјала, одговоран је за руковање апаратима и евиденцију стартовања и контроле апарата, што се уноси у за то намењену свеску.


5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ

5.34. ПРОВЕРА САДРЖАЈА ПОСУДА У АПАРАТИМА ЗА ПРОЦЕСИРАЊЕ ТКИВА ПРЕ И ПОСЛЕ ПУШТАЊА АПАРАТА У РАД

5.34.1. Након процедуре 5.5 ЛТ који је по распореду за узорковање ткива, врши проверу свих посуда у којима треба да буду одговарајуће хемикалије:

* Провера свих посуда у апарату марке Thermo scientific Microm STP 120

* Провера свих доступних посуда у апарату Shandon Excelsior ES

 <p>ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ</p>	Назив процедуре: Провера садржаја посуда у апаратима за процесирање ткива пре и после пуштања апарата у рад		Ознака: П.ПАТ.34
	Датум: 29.12.2017.	Верзија: 01	Страна: 3 од 3

5.34.2. Након спроведене провере апарат се пушта у рад.

5.34.3. ЛТ након пуштања апарата у рад уноси у свеску Евиденције стартовања и контроле апарата за процесирање ткива податке о промени одговарајућих хемикалија, евентуалних недостатака и бележи време када је апарат пуштен у рад.

5.34.4. Исти ЛТ сутрадан, након завршетка рада апарата, узима корпице у којима се налазе пластични калупи са ткивима и односи их у централну лабораторију када се приступа процедури 5.6.

5.34.5. Исти ЛТ у свеску Евиденције стартовања и контроле апарата за процесирање ткива, уноси податак/податке о завршетку рада апарата.

НАПОМЕНА: Уколико ЛТ уочи неправилности у обавези је да, осим што нотира у свеску Евиденције стартовања и контроле апарата за процесирање ткива, обавести Главног ЛТ СПИЦ или његовог званичног заменика.