



## Институт за онкологију и радиологију Србије

Пастерова 14, Београд, Србија

+381 11 2067 100


[iors@ncrc.ac.rs](mailto:iors@ncrc.ac.rs) [www.ncrc.ac.rs](http://www.ncrc.ac.rs)

011/2025/3477  
26 DEC 2023

# ПРОЦЕДУРА ЗА НАЧИН РУКОВАЊА И ОДРЖАВАЊА МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА И УРЕЂАЈА

Ознака процедуре	<b>П.ТЕХ.08</b>
Верзија	01
Датум усвајања	21.09.2015./15.12.2023.
Аутори процедуре	Драгослав Христов, маш.тех.
Носилац процедуре	Др Драгана Јовић
Процедуру одобрио	Доц. др Милан Жегарац



 <p><b>ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ</b></p>	Назив процедуре:  <b>Процедура за начин руковања и одржавања медицинских апарата и уређаја</b>		Ознака: <b>П.ТЕХ.08</b>
	Датум: 21.09.2015./ 15.12.2023.	Верзија: 01	Страна: 2 од 3

## 1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ

ИОРС-Институт за онкологију и радиологију Србије

## 2. ПРЕДМЕТ

Процедуром се дефинише начин руковања и одржавања медицинских апарата и уређаја.

## 3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ

Процедура се примењује од стране свих запослених на ИОРС-у.


## 4. ОДГОВОРНОСТИ

Директори Клиника/Служби одговорни су за:

- Спровођење правилног и безбедног коришћења апарата и уређаја
- Спровођење обуке кадрова за руковање опремом и уређајима

## 5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ

- У циљу правилног и безбедног коришћења медицинских апарата и уређаја, неопходно је обучити кадрове за руковање опремом и обезбедити превентивно одржавање исте.
- Обука кадрова обавља се за опрему високе технологије код произвођача, а за осталу опрему на месту коришћења, од стране већ обучених и искусних кадрова, држећи се строго упутстава произвођача опреме.

 <b>ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ</b>	Назив процедуре:  <b>Процедура за начин руковања и одржавања медицинских апарата и уређаја</b>		Ознака: <b>П.ТЕХ.08</b>
	Датум: 21.09.2015./ 15.12.2023.	Верзија: 01	Страна: 3 од 3

Превентивно одржавање опреме састоји се од послова који су дати у упутству произвођача, а код опреме високе технологије обично је подељено у пет делова:

1. Дневно превентивно одржавање (Д) - Обавља се од стране обучених кадрова корисника.
2. Недељно превентивно одржавање (W) - Обавља се од стране овлашћених сервисера.
3. Месечно превентивно одржавање (M) - Обавља се од стране овлашћених сервисера.
4. Квартално превентивно одржавање (Q) - Обавља се од стране овлашћених сервисера.
5. Годишње превентивно одржавање (Г) - Обавља се од стране овлашћених сервисера.

**Напомена:** Сервисирање сваког апарата или уређаја које се спроводи на месечном, кварталном и годишњем нивоу, обављају сервисери овлашћених кућа, искључиво за ту врсту инсталиране опреме.